

Mettre en œuvre le DAE :

Ils sont repérables grâce à leur logo (ci-contre), le plus souvent dans des lieux publics (hôpitaux, mairies, piscines, ...) ou des lieux de forte affluence (centre commerciaux, gares, ...).




Mettre en route le DAE

Mettre le thorax de la victime à nu

Sortir les électrodes adaptées

Placer les électrodes comme indiqué sur le schéma

Suivre les instructions du DAE



Le DAE doit :

- être mis en route le plus précocement possible
- interrompre le moins possible les compressions thoraciques
- ne jamais l'éteindre / ne pas enlever les électrodes